

X-Smart® Apex Locator

La strada giusta fino all'apice





Tecnologia esclusiva per una precisione estrema

Il **localizzatore apicale X-Smart®** offre una accuratezza altamente affidabile, con una tecnologia brevettata, un'interfaccia grafica intuitiva completamente touch e segnali sonori e visivi per facilitare la procedura di misurazione del canale radicolare.

ALTAMENTE PRECISO

Determinazione
accurata
della lunghezza
di lavoro*



Precisione accurata della misurazione

Altri localizzatori apicali utilizzano frequenze di segnali AC miste per individuare l'apice, il localizzatore X-Smart® li alterna, annullando la necessità di filtraggio del segnale ed eliminando il rumore che può interferire con le prestazioni.



Caratteristiche

- 1 Ampio display a colori touchscreen ad alta risoluzione che funziona anche quando si lavora con i guanti
- 2 L'opzione Dr Choice consente di salvare le impostazioni preferite e produce segnali acustici e visivi quando la clip dello strumento ha raggiunto la posizione pre-impostata
- 3 Ausili sonori e visivi durante le misurazioni canalari
- 4 Batteria agli ioni di litio di lunga durata, ricaricabile e con ricarica veloce
- 5 Connettori USB di tipo-C per una maggiore durabilità e un orientamento flessibile
- 6 Connessione unica per la clip dello strumento e la clip labiale con possibilità di avvolgimento del cavo di misurazione sul retro del dispositivo

Fino a **150
trattamenti
canalari** con
una ricarica
completa*



La determinazione della lunghezza di lavoro in modo accurato è fondamentale per il successo del trattamento endodontico

Lascia che X-Smart Apex Locator ti guidi fino all'apice.
Scopri di più su dentsplysirona.com/XSmartApexLocator

Specifiche tecniche

- Schermo touchscreen di 5"
- Batteria agli ioni di Litio
- Pulsante on/off
- Segnali acustici di controllo
- Impostazioni sul dispositivo
- Spegnimento automatico dopo 5-15 minuti di inutilizzo
- Dimensioni: Larghezza 95 mm x Profondità 146 mm x Altezza 111 mm
- Calibrazione non richiesta
- Frequenze utilizzate per le misurazioni: 500 Hz e 8 kHz
- Garanzia dispositivo: 24 mesi / Garanzia Accessori: 6 mesi



Codici e confezionamenti

X-Smart® Apex Locator

B00XSAL000000

- 1x X-Smart® Apex Locator
- 1x Cavo di misurazione
- 2x Clip per lo strumento
- 2x Clip labiale
- 1x Sonda
- 1x Caricatore con spina (EUR, UK, US, AUS)



ACCESSORI

- | | |
|----------------------|---|
| B00XSALAC1000 | X-Smart® Apex Locator Cavo di misurazione |
| B00XSALAC2000 | X-Smart® Apex Locator Clip per strumento, 2 pezzi |
| B00XSALAC3000 | X-Smart® Apex Locator Clip labiale, 5 pezzi |
| B00XSALAC4000 | X-Smart® Apex Locator Sonda, 2 pezzi |
| B00XSALAC5000 | X-Smart® Apex Locator Caricatore con spina (EUR, UK, US, AUS) |